



Tratamiento natural,
rápido y seguro.

Lifting no quirúrgico biocompatible
y biodegradable.



Hilos monofilamento PDO
Polidioxanona reabsorbible.

Los hilos EPLINE están compuestos de PDO (polidioxanona). EPLINE se implanta en la dermis con una aguja guía, activando los fibroblastos, para generar colágeno y elastina, provocando un efecto lifting inmediato y aportando a los pacientes un moldeado natural al rostro y al cuerpo. Su implantación es sencilla y rápida, permitiendo el desarrollo normal de la actividad cotidiana. No produce cortes, marcas ni cicatrices.

Es un tratamiento rápido, cómodo y seguro.

Los hilos EPLINE tienen un amplio rango de aplicación extensible prácticamente a todo el cuerpo. Son hilos reabsorbibles de forma inocua para el organismo en un plazo aproximado de 4 a 6 meses, con un efecto superior a los 12 meses.

EPLINE introduce nuevos modelos, como los **hilos múltiples Coil Thred y Multi Thread**, los cuales vienen con **cánula punta roma**, que actúan como un suplemento de volumen en el área aplicada, en lugar de tener un efecto de tracción física como los demás hilos espiculados.

Características de los Hilos PDO


Seguridad	Material aprobado por reguladores de alta vigilancia (incluyendo FDA y EU).
Descripción	Biodegradación comienza al cuarto mes y desaparece completamente luego de los 12 meses. El PDO es reabsorbido por el organismo.
Color	Violeta.
Gama	Monofilamento, Single Screw, Double Screw, Coil Thread, Multi Thread.
Duración	Entre 8 y 12 meses.

Modelos



Monofilamento

Hilo efectivo para la redensificación facial y la mejora de arrugas.



Single Screw - Double Screw

En sus dos modalidades, de único hilo y doble hilo cargado en espiral. Siendo en el caso del doble hilo un refuerzo sustancial de volumen, constituye una etapa más avanzada que el monofilamento y acelera la estimulación en la capa SMAS formando más colágeno. Recomendado para dar volumen a la zona (relleno de arrugas, volumen en mejillas) y por su efecto regenerador.



Coil Thread

Este modelo busca la maximización del volumen. Tiene una forma de malla para que el tejido conectivo compuesto de colágeno se forme efectivamente alrededor del hilo. Es útil para dar volumen el mentón, el hueso lateral de la mejilla, el párpado inferior, el canal lagrimal, la línea de marionetas y el aumento de labios.



Multi Thread

Suplemento de refuerzo múltiple. El producto está compuesto por muchos hilos con una cánula roma. Es adecuado para usar en las áreas de la frente, el mentón, la mejilla lateral hueca, el párpado inferior, el canal lagrimal, la línea de marionetas, el aumento de labios, pero además se puede usar en el aumento de cejas, nariz y arrugas del cuello. Tiene una forma de malla para que el tejido conectivo compuesto de colágeno se forme efectivamente alrededor del hilo.



Monofilamento

Modelo	Aguja		PDO
	Gauge (G)	Largo (mm)	Largo (mm)
YRN25-05	25 ●	90	160
YRN26-05	26 ●	90	160
YRN27-03	27 ●	60	100
YRN27-05	27 ●	90	160
YRN29-03	29 ●	50	80
YRN29-04	29 ●	60	100
YRN30-01	30 ●	25	30

Coil Thread


Modelo	Aguja		PDO
	Gauge (G)	Largo (mm)	Largo (mm)
YRCF23-06-L	23 ●	60	25

Multi Thread

Modelo	Aguja		PDO
	Gauge (G)	Largo (mm)	Largo (mm)
YRMF23-01-L	23 ●	38	25
YRMF23-03-L	23 ●	60	45

Single Screw - Double Screw

Modelo	Aguja		PDO
	Gauge (G)	Largo (mm)	Largo (mm)
YRS29-02	29 ●	38	60
YRS29-03	29 ●	50	80
YRS30-02	30 ●	38	60
YRDS25-03	25 ●	60	100
YRDS26-05	26 ●	90	160



HUMANUS
REGENERATIVE MEDICINE