

Silicio Orgánico, Extracto de Alcachofa, Vitamina C, Ácido hyalurónico (MW), Troxerutin, Palmitoyl Tripeptido-1, Palmitoyl Tetrapeptido-7, Acetyl Tetrapeptido-5, Extracto de Ginkgo Biloba

ECPR. Solución única para proporcionar un tratamiento avanzado de contorno de ojos.

Contenido

- 5 viales x 5 ml

Indicaciones

- Bolsas
- Patas de gallo
- Ojeras
- Lineas finas
- Cambios pigmentarios
- Deshidratación

Ingredientes activos**Palmitoyl Tripeptido-1**

- consiste en una cadena corta de tres aminoácidos (GHK) y esto conectado con el ácido palmítico estimula el reaprovisionamiento de la matriz de la piel conduciendo a la reducción de la arruga.
- GHK estimula el bucle de retroalimentación que desencadena la síntesis de nuevo colágeno así como otros componentes de la matriz de la piel. Cuando las células productoras de matriz de la piel clave (fibroblastos) detectan niveles incrementados de GHK, “asumen” que la matriz de la piel se está perdiendo colágeno a una velocidad mayor y comienzan a sintetizarlo más vigorosamente
- Secuencia de aminoácidos: Pal - Gly - His - Lys - OH

Palmitoyl Tetrapeptido-7

- consiste en una cadena corta de cuatro aminoácidos (GQPR) conectados al ácido palmítico
- trabaja reduciendo la producción de interleucina-6 (IL-6) por las células de piel clave, queratinocitos y fibroblastos
- la IL-6 es una molécula que promueve la inflamación, lo que, a su vez, conduce a una

degradación más rápida de la matriz de la piel y contribuye así al desarrollo de arrugas y pérdida de firmeza y elasticidad de la piel. Al reducir los niveles de IL-6, este péptido retrasa la degradación de la matriz de la piel y también puede estimular su reabastecimiento

- Secuencia de aminoácidos: Pal - Gly - Gln - Pro - Arg - OH

Acetyl Tetrapeptido-5

- es un tetrapéptido con propiedades anti-edema que reduce las bolsas
- el acetil Tetrapéptido-5 funciona de dos maneras:
 - » inhibe la glicación en la piel alrededor de los ojos. La glicación causa normalmente una reticulación anormal y desorganizada en las fibras de colágeno lo que provoca que la piel sea menos elástica. Este péptido se une a una de las proteínas (SOD) que está implicada en la glicación, impidiendo que esta proteína se una a la siguiente sustancia necesaria para continuar la glicación y, por lo tanto, detiene este proceso
 - » disminuye la permeabilidad de los vasos sanguíneos en la zona y, de este modo, se disminuye la cantidad de líquido que se puede acumular en la zona periorcular



- Secuencia de aminoácidos: Ac - Ala - His - Ser - His - OH

Ácido hialurónico

- adecuado para la atenuación de arrugas finas y con un efecto visible particular si aplicamos el producto en la región lateral externa del ojo
- dar relleno a los círculos oscuros mejora en gran medida el aspecto cansado, eliminando las ranuras de fatiga que dan un aspecto envejecido
- proporciona hidratación profunda de la piel

Silicio Orgánico

- hidrata, actúa y combate los efectos del envejecimiento sustituyendo la pérdida de silicio natural de la piel
- promueve la hidratación y regeneración de las fibras de colágeno y elastina
- previene la formación de radicales libres

Extracto de alcachofa y Ginkgo Biloba

- con un alto nivel de rutina, esta planta es ampliamente utilizada como un agente para prevenir la fragilidad capilar y mejorar la microcirculación
- contiene flavonoides, con acción antioxidante, previene la formación de radicales libres y así prevenir el envejecimiento de la piel

Aplicación

- **Sesiones:** 4-6
- **Frecuencia:** Una vez a la semana

1) TKN Mesoject

- **Cantidad:** 1-2 ml
- **Programa:** Mesowave program – Porationwave (PW)
- **Aplicador:** roll-on o micro agujas

Roll on

- **Aplicación:** 5 min en cada zona (5 x 5cm)
- **Intensidad:** 6V-9V

Vitamina C



- refuerza la acción antioxidante y estimula la síntesis de colágeno en los fibroblastos, haciendo que la piel alrededor de los ojos adquiera una mayor suavidad y resistencia
- inhibe la producción de melanina, lo que favorece la homogeneización del tono de la piel

Troxeutina

- protege las células productoras de colágeno en la piel de los daños causados por UVB y ayuda a las células dañadas a repararse
- indicado para mejorar la apariencia de bolsas, círculos oscuros y líneas finas localizadas en la zona periorbital, la troxeutina ofrece potentes propiedades anti-inflamatorias por la inhibición de la formación de prostaglandinas, los conocidos mediadores de la inflamación


Micro-agujas

- **Tamaño de las agujas:** 0.5-1.0 mm
- **Aplicación:** 4-5 pasadas consecutivas
- **Intensidad:** 3V-6V




2) TKN Dermalroller

- **Cantidad:** 1- 2 ml
- **Tamaño de las agujas:** 0. 5-1.0 mm
- **Aplicación:** 4-5 pasadas consecutivas



3) TKN Dermapen

- **Cantidad:** 1- 2 ml
- **Tamaño de las agujas:** 0.25-1.0
- **Aplicación:** Punto a punto



4) Aplicación manual

